



Acesso à Via Aérea

Máscaras Laríngeas MedTech

Guia MedTech Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech

Máscaras Laríngeas MedTech

reutilizável

descartável





NovaMASC

- **Fabricada com exclusividade:**
- **Qualidade Internacional comprovada.**
- **ISO 9000, CE e FDA a um menor custo!**

Isentas de látex



Reutilizável - totalmente produzida em silicone de uso médico

Econômica - esterilização por autoclave

- marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo
- tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados
- embalagens individuais com instruções e especificações em português
- identificadas por código de barras - EAN: facilita estoque e controle
- disponíveis em 7 tamanhos (RN a adulto):

n.º 1- RN a lactentes até 5kg

n.º 1,5 - lactentes de 5 a 10 kg

n.º 2 - lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg

n.º 2,5 - crianças de 20 a 30kg

n.º 3 - crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg

n.º 4 - adultos de 50 a 70 Kg

n.º 5 - adultos de 70 a 100 Kg

Máscara Laríngea NovaMASC descartável

- esterilizada em embalagens individuais prontas para uso
- validade de esterilização de **5 anos**



*especificações
do produto impressas
no tubo e balonete*

- número da ML
- tamanho do paciente
- volume de enchimento



7 tamanhos
RN a adulto

- nº 1- RN a 5kg
- nº 1,5 - 5 a 10 kg
- nº 2 - 10kg a 20kg
- nº 2,5 - 20 a 30kg
- nº 3 - 30 a 50 Kg
- nº 4 - 50 a 70 Kg
- nº 5 - 70 a 100 Kg


descartável

economia em custos
de limpeza
e esterilização

MANUAL

instruções de uso
em português


Máscara Laríngea




Tem a forma de um tubo semicurvo, que se inicia em um conector padrão de 15 mm e termina em uma máscara com um suporte periférico inflável.

Máscara Laríngea

Máscara Laríngea em posição



- # Uma vez inserida, a ML se acomoda na hipofaringe com sua face convexa posterior em contato com a parede da faringe, e a anterior, na forma de uma pequena máscara inflável se sobrepondo à laringe.
- # Sua ponta se aloja sobre o esfíncter esofagiano superior.
- # A continuidade aérea entre as vias aéreas inferiores e o exterior se faz através de um tubo, de forma análoga a uma sonda endotraqueal.
- # A inserção é manual às cegas, o que é uma grande vantagem deste dispositivo.



Indicações de uso das Máscaras Laríngeas

Técnica de uso das Máscaras Laríngeas

escolha o tamanho da Máscara Laríngea de acordo com o porte e peso do paciente

pacientes adultos sexo masculino = nº 5

pacientes adultos sexo feminino = nº 4

Como escolher o tamanho da Máscara Laríngea:

nº 1	Recém nascido a lactentes até 5Kg	
nº 1,5	Lactentes de 5 a 10Kg	
nº 2	Lactentes de 10Kg até pré-escolares de 20Kg	
nº 2,5	Crianças de 20 a 30 Kg	
nº 3	Crianças/adolescentes de 30 a 50Kg	
nº 4	Adultos de 50 a 70Kg	→ mulheres
nº 5	Adultos de 70 a 100Kg	→ homens


1. esvaziar o manguito pneumático




2. aplicar uma gota de gel na face posterior do manguito pneumático


Máscara Laríngea

Técnica de inserção



Segurar a ML como uma caneta, com a abertura direcionada para a frente, e colocando o dedo indicador na junção tubo-manguito pneumático.







Insuflar o manguito com o volume indicado para cada tamanho de ML (o volume máximo está escrito no tubo da ML)

Pressão máx. manguito = 60 cm H₂O


Important ! Before training, lubricate the tube and the inside surface of the airways.
Wichtig ! Vor Übung, den Tubus und die innere Oberfläche der Luftwege schmieren.
Important ! Avant l'entraînement, lubrifier le tube et la surface intérieure des voies aériennes.

**Colocar um protetor anti-mordedura,
confeccionado com um rolinho de gazes,
ao lado do tubo da ML e fixar o conjunto
com fita adesiva ou esparadrapo.**



Técnica de inserção da Máscara Laríngea com o polegar, utilizada em urgências, quando o acesso à cabeça do paciente é restrito.






A Máscara Laríngea pode ser utilizada como um conduto para a intubação traqueal.


A

IOT através da Máscara Laríngea:



A Máscara Laríngea pode ser utilizada como um conduto para a intubação traqueal por fibroscopia.

Guia MedTech Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal



Guias Medtech tipo Bougie

Pediátrico 6F **Pediátrico 8F Ventilado**

Intermediário 10F

Adulto 14F e 15F

Bougie Ventilado 14F e 15F

Guia MedTech Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

conformação distal
com ponta
macia e arredondada



facilita a inserção;
é menos traumática

ponta distal
com **formato angulado**



auxilia a passagem do guia
através das estruturas glóticas
em direção à traquéia

BOUGIE - uso com a extremidade curva



Guia MedTech Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

Detalhes
que fazem
diferença



Guia MedTech Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal



Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal



MARCAS BILATERAIS e invertidas

- permitindo igualmente o uso do BOUGIE tanto do lado angulado como do reto

Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal



Quando utilizar o Guia Tipo “BOUGIE”?

Indicações:

O guia ***Bougie –MedTech*** tem sua aplicação tanto em situações de rotina como naquelas onde haja dificuldade para a exposição adequada da laringe através de laringoscopia (Via Aérea Difícil) e também em emergências da via aérea.

Onde ***Bougie –MedTech*** é utilizado?

No ambiente hospitalar, em todos os setores do hospital onde se realiza intubação traqueal:

- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética...

No atendimento pré-hospitalar:

- acidentes, serviços de resgate, ambulâncias...

Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

Instruções de uso

1- verifique se o Guia MedTech Tipo “BOUGIE” pode ser movimentado livremente por dentro do tubo traqueal (TT) escolhido

**Guia MedTech Tipo “BOUGIE” adulto
para uso com tubos endotraqueais 5,5 mm – 10,0 mm**



2- realizar laringoscopia e obter a melhor visualização possível da abertura glótica

3- inserir o Guia MedTech Tipo “BOUGIE” com a extremidade angulada “para cima”, que é a conformação mais favorável para o acesso à glote




4- procure acompanhar visualmente o trajeto da ponta angulada do guia

Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

apresentação do guia




introdução do guia



a ponta angulada do guia
desliza por baixo da face
posterior da epiglote


Como saber se o guia Tipo “BOUGIE” está inserido da traquéia?



Quando o **guia Tipo “BOUGIE”** ultrapassa a fenda glótica em direção a traquéia, muitas vezes é possível ao operador perceber uma sensação táctil quando sua ponta toca e em seguida “salta” alguns anéis traqueais neste trajeto.

Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

Confirmado o posicionamento do guia tipo “BOUGIE” na traquéia, manter a laringoscopia enquanto um assistente introduz o TT escolhido pela extremidade proximal do guia.



Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

TT deslizando sobre o guia

Deslizar cuidadosamente o TT sobre o guia até que o TT ultrapasse a laringe e atinja a luz traqueal.

A passagem do TT deve ser sempre suave e nunca forçada.



RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017

(Publicada no D.O.U. em 27 de fevereiro de 2018, Seção I, p. 82)


Dispõe sobre a prática do ato anestésico
e revoga a Resolução CFM nº 1.802/2006.

ANEXO VI

Equipamentos obrigatórios para a administração da anestesia e suporte cardiorrespiratório

5. Para as situações de via aérea difícil previstas é
obrigatória a disponibilidade de máscara laríngea, guia bougie

Sonda nasofaríngea atraumática MedTech



dispositivo que
permite a ventilação
e administração
de oxigênio
através da via nasal

usado em
procedimentos
anestésico/cirúrgicos,
acidentes e emergências
estéril
descartável
isento de látex

3 tamanhos:

nº 6

nº 7

nº 8

Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech

3 tamanhos

nº 6 (diâmetro interno de 6 mm) - crianças / adolescentes de 30 a 50 kg

nº 7 (diâmetro interno de 7 mm) - adultos de 50 a 70 kg

nº 8 (diâmetro interno de 8 mm) - adultos de 70 a 100 kg


Características Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech

- cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor identificação
- fabricada em material termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local, com melhor tolerância pelo paciente

Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech



Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech



Conformação distal única da **SNA-MedTech** com rampa exclusiva para direcionar a passagem de nasogástrica ou de aspiração.

Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech



BORDA PROXIMAL alargada em funil:
- ***facilita posicionamento***
- ***melhor estabilidade***

Quando utilizar a Sonda Nasofaríngea Atraumática MedTech

Indicações:

A **SNA-Medtech** é utilizada durante procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina, acidentes, ou em emergências, principalmente quando a via orofaríngea estiver ocluída ou indisponível, permitindo assim a ventilação e a administração de oxigênio.

Onde SNA-Medtech é utilizada?

No **ambiente hospitalar**, em todos os setores onde o paciente receba assistência respiratória:

- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética...

No **atendimento pré-hospitalar**: - acidentes, serviços de resgate, ambulâncias.