



“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (pediátrico 6F) **Cx/10**



Preço: R\$ 339,80

SKU (ref.): B-PED-6F-10

Categoria do produto: [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#), [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal - Convencional](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal-pediatico-cx10>

Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech **PEDIÁTRICO** para intubação traqueal

CX com 10 unidades


Tamanho: **PEDIÁTRICO** - para uso com tubos traqueais entre 3,0mm a 4,5mm

Características: comp 54 cm / espessura 2,0 mm **(6F)**

Apresentação: **CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES**, esterilizadas em

embalagens individuais descartáveis prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto



Guia “BOUGIE” PEDIÁTRICO MedTech para intubação traqueal

Descartável / estéril (Bougie-Pediátrico MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: **PEDIÁTRICO** - para uso com tubos traqueais entre 3,0mm a 4,5mm

Comprimento: **54 cm**

Espessura: 2,0 mm (6F)

* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

* **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;

* **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;



* Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta);



* **Marcações situadas** na face anterior **do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;

* **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolidada.

ISENTO DE LÁTEX

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope**

individual com face transparente e **pronto para uso imediato**

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

Atributos do produto

- Dimensões: 69.5 x 11 x 6 cm
- Peso: 0.200 kg
- Tamanho:: 6F (2,0 mm)
- Apresentação:: Caixa fechada com 10 unidades embaladas individualmente