

Conector cônico para entrada de oxigênio / aspiração - SHIKANI / LEVITAN - CLARUS



Preço: R\$ 30,20

SKU (ref.:): 30400-2

Categoria do produto: Acessórios para fibroscópios

Página do produto:


https://www.medtech.com.br/loja/?product=conector-conico-para-entrada-de-oxige nio-aspiracao-shikanilevitan-clarus


Sumário do produto

Conector cônico próprio para entrada de oxigênio / aspiração em fibroscópíos - SHIKANI/LEVITAN - CLARUS

Apresentação: pct. com 2 unidades

Descrição do Produto Adaptador p/ O₂ / asp







Conector cônico próprio para entrada de oxigênio /aspiração em fibroscópíos - SHIKANI/LEVITAN - CLARUS permite a insuflação simultânea de oxigênio ao paciente e/ou aspiração, durante manobras de laringoscopia; Produzido pela Clarus - EUA CLARUS Palavras chave: Anestesia | Conector porta de oxigênio Shikani Clarus | Adaptador para entrada de oxigênio em fibroscópio Clarus |

Atributos do produto

- Dimensões: 6 x 2 x 2 cm

- Peso: 0.100 kg