



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,0



Preço: R\$ 67,60

SKU (ref.): MLD-2,0

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#)

Página do produto:

<http://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-de-scartavel-no-20>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 2,0

Indicação: **lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([MLD-2,0-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,0

Esterilizada em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

Produzida em **PVC transparente siliconado de uso médico**;

Acompanha **manual em português**;

Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!


◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre

tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
 - # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
 - # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embalada em **berço protetor** exclusivo: protege e facilita o manuseio;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional e consagrada no mercado brasileiro há mais de **18 anos !!!**

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 15 x 5 x 2 cm
- Peso: 0.077 kg
- Tamanho:: 2,0