



## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 3,0 - C/10



Preço: R\$ 664,00

**SKU (ref.):** MLD-3,0-1

**Categoria do produto:** [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#)

**Página do produto:**

<http://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-30-cx-10>

Sumário do produto

**MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 3,0**

Indicação: **crianças / adolescentes entre 30 a 50kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

## Descrição do Produto



# CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas NovaMASC/Medtech Descartáveis nº 3,0 em embalagens individuais, esterilizadas** e prontas para *uso imediato*;

**+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 3,0

CX c/ 10 unidades

Produzidas em **PVC transparente siliconado de uso médico**;

Cada uma acompanhada por **manual em português**;


**Código de barras** padronizado (EAN);

**# ISENTAS DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS #** ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;  
[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
  - # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
  - # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embaladas em **berço protetor** exclusivo: protege e facilita o manuseio;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** e consagrada no mercado brasileiro há mais de **18 anos** !!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara

Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 30 x 22 x 22 cm
- Peso: 0.854 kg
- Tamanho:: 1,0