

Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 4,0



Preço: R\$ 342,60

SKU (ref.): ML-4,0

Categoria do produto: [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

Página do produto:

<http://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-40>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 4,0

Indicação: **adultos entre 50 a 70kg**

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 4,0 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
 - ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
 - ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- Fácil identificação:**] informações em destaque sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu USO;

NovaMASC *Detalhes que fazem diferença....*

Especificações em português:
- tamanho, peso do paciente e volume do manguito
- esterilização por autoclave

Ausência de trabéculas:
- facilita a fibroscopia e intubação traqueal
- preferência atual

maior segurança:
- tubo resistente a acovelamentos

marca linear para referência de posição

Reutilizável s / látex 50 - 70 kg #4
AUTOCCLAVE < 134 ° C < 30 ml < 60 cm H₂O

- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

- ◆ Embalagem individual, acompanha **manual de uso em português**;

- ◆ Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional e consagrada no mercado brasileiro há mais de **18 anos !!!**

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 27 x 15 x 3 cm
- Peso: 0.077 kg
- Tamanho:: 4,0