

Trava e posicionador de tubo endotraqueal - adulto - SHIKANI / LEVITAN - CLARUS



Preço: R\$ 276,00

SKU (ref.): 30200

Categoria do produto: [Acessórios para fibroscópios](#)

Página do produto:


<https://www.medtech.com.br/loja/?product=trava-e-posicionador-de-tubo-endotraqueal-adulto-shikanilevitan-clarus>

Sumário do produto


Trava e posicionador de tubo endotraqueal - ADULTO para uso em fibroscópios - SHIKANI / LEVITAN - CLARUS

acompanha 2 conectores cônicos ref. 30400;

Descrição do Produto



Fixador do tubo endotraqueal
Ref. 30200



Shikani - porta p/ entrada de oxigênio e fixação do tubo

Trava e posicionador de tubo endotraqueal - adulto para uso em fibroscópios - SHIKANI/LEVITAN - CLARUS (Tube Stop) para ajuste e correto posicionamento do tubo endotraqueal sobre a haste do fibroscópio e ao mesmo tempo, permitir acesso para insuflação simultânea de oxigênio e/ou aspiração, durante manobras de laringoscopia; acompanha 2 conectores cônicos ref. 30400; Produzido pela **Clarus - EUA**  **Palavras chave:** Anestesia | Trava e posicionador - adulto - Shikani Clarus | Posicionador para tubo endotraqueal em fibroscópio Clarus | Tube Stop Clarus | Fixador para tubo endotraqueal - Clarus |

Atributos do produto

- Dimensões: 6 x 4 x 4 cm
- Peso: 0.100 kg