

TurboLED - Fonte de luz fria portátil SHIKANI - CLARUS



Preço: R\$ 1.980,00

SKU (ref.): 5197-201

Categoria do produto: [Acessórios para fibroscópios](#)

Página do produto:

<http://www.medtech.com.br/loja/?product=turboled-fonte-de-luz-fria-portatil-shikani-clarus>

Sumário do produto

"TurboLED" - Fonte de **luz fria portátil**, utilizada para iluminação em laringofibroscópios **SHIKANI**.

Produz uma luz branca de alta intensidade, gerada através de um dispositivo LED

de grande resistência e durabilidade.

Uso: fonte de luz para fibroscópios Clarus do tipo **SHIKANI** tamanhos adulto/infantil e **LEVITAN**.

Descrição do Produto



Fonte de luz fria - TurboLED

"TurboLED" Clarus ref.: 5197-201 é uma fonte de **luz fria portátil**, utilizando um dispositivo LED para gerar luz branca de alta intensidade, para ser utilizado em laringofibroscópios Clarus LEVITAN e SHIKANI tamanhos adulto e infantil.

Sistema selado, o que permite que possa ser inteiramente imerso em solução para limpeza e desinfecção, juntamente com todo o conjunto óptico, o que agiliza o processo e torna mais rápida a disponibilidade do equipamento para um próximo uso.

Ao contrário de outros, o "TurboLED" Clarus utiliza uma bateria convencional de lítio de 3 volts de longa duração (tipo photo CR123A) e baixo custo, facilmente encontrada no mercado nacional (a mesma empregada em câmeras fotográficas), o que torna seu uso muito econômico.

custo competitivo;

garantia contra defeitos de fabricação por 6 meses;

Produzido pela **Clarus - EUA**  **Palavras chave:** Anestesia | Fonte de luz fria | Fonte LED portátil para fibroscópio Clarus | Fonte LED para Shikani |

Atributos do produto

- Dimensões: 12 x 4 x 4 cm

- Peso: 0.300 kg