

MÁSCARA LARÍNGEA c/ ACESSO GÁSTRICO NovaMASC-Duo DESCARTÁVEL

Tamanhos nº 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

**Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO
com DUPLO-LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO
inteiramente em silicone de grau médico
com protetor ANTI-MORDEDURA integrado
e conformação anatômica em "L"**



Esterilizada em embalagens individuais

Prontas para uso imediato

Consistência firme, condutos com amplo diâmetro

Abas (aletas) proximais que facilitam a fixação

e o correto posicionamento da NovaMASC-DUO

Protetor anti-mordedura integrado

Conector padrão 15mm ISO

Formato anatômico curvo a 135°: adequado à rápida inserção

DUPLA VIA com lúmen exclusivo para acesso e **drenagem gástrica** e outro somente para ventilação;
Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico;
Manguito (cuff) macio e conformável:

possibilita selamento proximal primário das vias aéreas

e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;

Barras de proteção integradas ao coxim, que previnem obstrução acidental do conduto ventilatório

Marca linear para referência de posição ao longo do tubo;

Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente;

Balão piloto de paredes finas: maior sensibilidade e precisão quanto à pressão de enchimento do **cuff**

Isenta de látex; Utiliza somente polímeros sem ftalatos (DEHP free)

Código de barras padronizado (EAN);

Produzida inteiramente em SILICONE de grau médico de alta qualidade

Para maiores informações visite www.medtech.com.br

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11

11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: medtech@medtech.com.br INTERNET: <http://www.medtech.com.br>