

## Máscara Laríngea NovaMASC “MedTech” reutilizável

Tamanhos nº 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Confeccionada inteiramente em **silicone especial de padrão médico**

Reutilizável até 40 vezes - **ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE**


Manguito de alto volume e baixa pressão e sem obstáculos:

(facilita intubação e fibroscopia)

Tubo condutor graduado flexível:

(permitindo dobras de até 180° sem que haja acotovelamento)

Terminação com conector macho 15mm padrão



Tamanho, faixa de peso do paciente, dados sobre esterilização, volume e pressão máxima do manguito claramente marcados em português e de forma indelével no tubo para maior segurança e facilidade do manuseio. Apresentação em embalagem individual, que garante a integridade do produto.



Para maiores detalhes visite:  
[www.medtech.com.br](http://www.medtech.com.br)