



Guia "BOUGIE" MedTech Pediátrico 6F
para intubação traqueal

Diâmetro externo 2,0 mm
Comprimento 535 mm
Para tubos traqueais 3,0 - 4,5 mm

Características

extremidade proximal reta
extremidade distal reta
ou angulada em aproximadamente 35 graus



Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras

Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal

Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento em ambas as extremidades: permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta)

Marcações situadas na face anterior: favorece a leitura durante o procedimento

Extremidades atraumáticas Fabricante recomenda USO ÚNICO

Apresentação: estéril, pronto para uso imediato ISENTO DE LÁTEX



Para maiores informações visite o endereço:

<http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.pediatico6F.html>

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11
11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: medtech@medtech.com.br INTERNET: <http://www.medtech.com.br>