

Bougie MedTech adulto 14F

Diâmetro externo: 4,7 mm

Comprimento: 700 mm

Para tubos traqueais: 5,0 a 10 mm

Composição: Polietileno de baixa densidade

Superfície ultrapolida

Isento de látex

Apresentação: estéril em envelope individual,
com uma face transparente e pronto para uso imediato

*Registro MS ANVISA
10299940016*

Características

*Cor contrastante (amarelo brilhante):
destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras*

Superfície anti-aderente facilita o deslizar do tubo traqueal

*Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida:
para referência de posicionamento em ambas as extremidades,
permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta)*

*Marcações situadas na face anterior,
favorece a leitura durante o procedimento*

Extremidades atraumáticas

Fabricante recomenda USO ÚNICO

Para maiores informações visite o endereço:
<http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.intermediario10F.htm>