

Bougie Medtech modelo Adulto 15 F

Diâmetro externo: 5,0 mm

Comprimento: 700 mm

Para tubos traqueais: 5,5 a 10,0 mm

Composição: Polietileno de baixa densidade

Superfície ultrapolidada

Isento de látex

Apresentação: estéril em envelope individual,
com uma face transparente e pronto para uso imediato

**Registro MS ANVISA
10299940016**



Características

Cor contrastante (amarelo brilhante)
destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras


Superfície anti-aderente
facilita o deslizar do tubo traqueal

Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida
para referência de posicionamento em ambas as extremidades
permite seu uso nos dois sentidos

Marcações situadas na face anterior
favorece a leitura durante o procedimento

Extremidades atraumáticas

Fabricante recomenda USO ÚNICO



Para maiores detalhes visite o endereço: <http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.htm>