

Adaptador para cabo laringoscópio série verde - SHIKANI - CLARUS



Preço: R\$ 610,40

SKU (ref.): 30300

Categoria do produto: [Acessórios para fibroscópios](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=adaptador-para-cabo-laringoscopio-serie-verde-shikani-clarus>

Sumário do produto

Adaptador para cabo laringoscópio "série verde" - SHIKANI - CLARUS"

Adaptador para acoplagem universal de cabos de laringoscópios da série verde

(usados como manopla e fonte de luz), em fibroscópios SHIKANI;

Descrição do Produto



Adaptador para laringoscópio série verde

Adaptador para cabo laringoscópio "série verde" - SHIKANI - CLARUS"

Clarus ref.: 30300 - p/ uso de diversos cabos de laringoscópio da "série verde" com fibroscópios SHIKANI.

Adaptador que permite a acoplagem de cabos de laringoscópios da série verde comumente disponíveis no mercado, para serem usados como manopla e fonte própria de luz para fibroscópios SHIKANI;

Produzido pela **Clarus - EUA**  **Palavras chave:** Anestesia | Laringoscope handler | Adaptador para uso de cabo de laringoscópio série verde em fibroscópio Clarus | Acoplador para Shikani |

Atributos do produto

- Dimensões: 10 x 4 x 4 cm

- Peso: 0.200 kg