




## “BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (adulto 15F)



Preço: R\$ 30,40

**SKU (ref.):** B-ADT-15F

**Categoria do produto:** [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#), [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal - Convencional](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal>

### Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal


Tamanho: **Adulto** - para uso com tubos traqueais entre 5,5mm a 10,0mm

Características: comp 70 cm / espessura 5,0 mm **(15F)**

Apresentação: **embalagem individual estéril - descartável**

## Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([Bougie Adulto](#)). É mais econômico!!!

## Descrição do Produto



### **Guia “BOUGIE” Adulto MedTech** para intubação traqueal

Descartável / estéril (Bougie Adulto MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: **Adulto** para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm

Comprimento: **70 cm**

Espessura: 5 mm (15F)

\* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

- \* **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;
- \* **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;
- \* Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta)



- \* **Marcações situadas na face anterior do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;
- \* **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.

# ISENTO DE LÁTEX # 

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope**

**individual** com face transparente e **pronto para uso imediato**



]

Produzido com exclusividade MedTech

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

## Atributos do produto

- Dimensões: 69 x 10 x 0.6 cm
- Peso: 0.019 kg
- Tamanho:: 15F (5,00 mm)
- Apresentação:: Embalagem individual