



“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (intermediário) **Cx/10**



Preço: R\$ 408,00

SKU (ref.): BG-FM-Int-10

Categoria do produto: [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal-cx10-copia>

Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech **INTERMEDIÁRIO** para intubação traqueal

CX com 10 unidades

Tamanho: **INTERMEDIÁRIO** - para uso com tubos traqueais entre 4.0mm a 8,5mm

Características: comp 70 cm / espessura 3,3 mm **(10F)**


Apresentação: **CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES**, esterilizadas em **embalagens individuais descartáveis** prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto



CAIXA FECHADA com 10 unidades do Guia “BOUGIE” MedTech para intubação traqueal **em embalagens individuais, esterilizados** e prontos para *uso imediato* ;

+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!



Guia “BOUGIE” INTERMEDIÁRIO MedTech para intubação traqueal
Descartável / estéril (Bougie-INTERMEDIÁRIO MedTech)
Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em

procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: **Intermediário** para uso com tubos traqueais entre 4.0mm a 8,5mm

Comprimento: **70 cm**


Espessura: 3,3 mm (10F)

* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

* **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;

* **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;

* Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta);



* **Marcações situadas** na face anterior **do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;

* **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.

ISENTO DE LÁTEX # 

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope**

individual com face transparente e **pronto para uso imediato** 

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

Atributos do produto

- Dimensões: 69.5 x 12 x 6 cm
- Peso: 0.300 kg