



Máscara Laríngea NovaMASC-DUO nº 2,0 Descartável - **SILICONE**



Preço: R\$ 187,40

SKU (ref.): MDUO-02

Categoria do produto: [Máscara Laríngea Dupla Via - NOVAMASC-DUO](#), [Máscara Laríngea Dupla Via \(segunda geração\)](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamasc-duo-no-20-descartavel-silicone>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA DUPLA VIA - DESCARTÁVEL NovaMASC-DUO nº 2,0

REF.: MDUO-02

Indicação: **Lactentes de 10 kg até pré-escolares de 20kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à **caixas fechadas** deste mesmo produto ([MDUO-02-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



NovaMASC-DUO nº 2,0

Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO com DUPLO LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO, inteiramente em silicone de grau médico, com protetor ANTI-MORDEDURA integrado e conformação anatômica em 'L'


Descartável/Estéril

Esterilizada em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

ISENTA DE LÁTEX # ]

ISENTA DE FTALATOS (DEHP free)

MARCAÇÕES e ROTULAGEM em PORTUGUÊS # **ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS** - O maior período útil entre todas da categoria !!!



◆ Acompanha **manual em português**;

◆ **Código de barras** padronizado (EAN);

◆ Utiliza somente polímeros sem ftalatos (DEHP free);

◆ Inteiramente em **SILICONE** de grau médico de alta qualidade;

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

◆ **Fácil identificação:** informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº)**, **volume**, **pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;

◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
 - ◆ Protetor anti-mordedura proximal integrado; Conector padrão 15mm ISO;
 - ◆ Formato anatômico curvo **a 135º** : adequado à rápida inserção;
 - ◆ DUPLA VIA com lúmen exclusivo para **acesso e drenagem gástrica** e outro somente para ventilação;
 - ◆ Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico;
 - ◆ Manguito (cuff) macio e conformável, que possibilita selamento proximal primário das vias aéreas e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;
 - ◆ Barras de proteção integradas ao coxim, que previnem obstrução acidental do conduto ventilatório pela epiglote;
 - ◆ Permite ventilação com pressão positiva igual ou superior a 30 cmH2O com menor risco de aspiração;
 - ◆ Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC-DUO / MedTech
 - ◆ **Marca tradicional** e consagrada há duas décadas no Brasil !!!
- Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa
- Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)
- Palavras chave:** Anestesia | Máscara | Laringea | Dupla Via | Acesso gástrico | Drenagem esofágica | Drenagem Gástrica | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 40.00 x 15.00 x 3.00 cm
- Peso: 0.051 kg
- Tamanho:: nº 2,0
- Apresentação:: Embalagem individual estéril