



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 1,5 - C/10



Preço: R\$ 294,80

SKU (ref.): MLD-1,5-1

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [PVC transparente siliconado](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-15-cx-10>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 1,5

Indicação: **lactentes entre 5 a 10kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto



CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas NovaMASC/Medtech Descartáveis nº 1,5 em embalagens individuais, esterilizadas** e prontas para *uso imediato*;
+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 1,5

CX c/ 10 unidades

Produzidas em **PVC transparente siliconado de uso médico;**

Cada uma acompanhada por **manual em português;**

Código de barras padronizado (EAN);

ISENTAS DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre

tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;




◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**

!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 27 x 20 x 20 cm
- Peso: 0.562 kg
- Tamanho:: 1,0