



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,0 Tradicional



Preço Custo: R\$ 25,99

Preço atual de venda: R\$ 18,20

SKU (ref.): MLD-02

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [PVC transparente siliconado](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-20>

Sumário do produto


MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech - tradicional - descartável nº 2,0

Indicação: **lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([MLD-02-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



Esterilizada em embalagem individual, pronta para uso imediato;
Modelo tradicional - produzido em **PVC transparente siliconado de uso médico;**

Acompanha **manual em português;**

Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**
!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com
Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara
Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 15 x 5 x 2 cm
- Peso: 0.077 kg
- Tamanho:: 2,0 (10-20kg)