



## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,5 - C/10



Preço: R\$ 339,00

**SKU (ref.):** MLD-2,5-1

**Categoria do produto:** [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [PVC transparente siliconado](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-25-cx-10>

Sumário do produto

**MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 2,5**

Indicação: **crianças entre 20 a 30kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

## Descrição do Produto



# CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas NovaMASC/Medtech Descartáveis nº 2,5 em embalagens individuais, esterilizadas** e prontas para *uso imediato*;  
**+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,5  
CX c/ 10 unidades

Produzidas em **PVC transparente siliconado de uso médico**;  
Cada uma acompanhada por **manual em português**;

**Código de barras** padronizado (EAN);

**# ISENTAS DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS #** ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

Fácil identificação:] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;




◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

# Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

# Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas** !!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 27 x 20 x 20 cm
- Peso: 0.682 kg
- Tamanho:: 1,0