

## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 3,0



Preço: R\$ 25,99

**SKU (ref.:)**: MLD-3,0

Categoria do produto: Descartável, Máscara Laríngea NovaMASC, PVC

transparente siliconado

Página do produto:

https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-30

Sumário do produto

## MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 3,0

Indicação: crianças / adolecentes entre 30 a 50kg

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato** ## Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à <u>caixas</u> <u>fechadas</u> deste mesmo produto (<u>MLD-3,0-1</u>). É mais econômico!!!



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 3,0 **Esterilizada** em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

Produzida em **PVC transparente siliconado de uso médico**;

Acompanha **manual em português**;

Código de barras padronizado (EAN);


# ISENTA DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em

PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre
todas da categoria !!!

◆ Marca linear ao longo do tubo como referência de posicionamento;
 Fácil identificação:] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre
 tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de peso do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ Tubo resistente a acotovelamentos;
- ◆ Manguito macio de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em conformação anatômica, dispensando o uso de trabéculas:
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
- # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de duas décadas !!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE -** Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa **Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 15 x 5 x 2 cm

- Peso: 0.11 kg- Tamanho:: 3,0