



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 5,0



Preço: R\$ 25,99

SKU (ref.): MLD-5,0

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [PVC transparente siliconado](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-50>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 5,0

Indicação: **adultos acima de 70kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([MLD-5,0-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 5,0

Esterilizada em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

Produzida em **PVC transparente siliconado de uso médico**;

Acompanha **manual em português**;

Código de barras padronizado (EAN);


ISENTA DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

♦ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº)**, **volume**, **pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
- # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**
!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 15 x 5 x 2 cm
- Peso: 0.14 kg
- Tamanho:: 5,0