



## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 6,0 Tradicional



Preço: R\$ 25,99

**SKU (ref.):** MLD-06

**Categoria do produto:** [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [PVC transparente siliconado](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-no-60>

Sumário do produto

**MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável nº 6,0**

Indicação: **adultos acima de 100kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

## Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à caixas fechadas deste mesmo produto ([MLD-06-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



**Esterilizada em embalagem individual, pronta para uso imediato;**

Produzida em **PVC transparente siliconado de uso médico;**

Acompanha **manual em português;**

**Código de barras padronizado (EAN);**

**# ISENTA DE LÁTEX # # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em**

**PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!**

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

Fácil identificação:] informações em destaque no tubo sobre **tamanho (nº),**

**volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;


◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

# Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

# Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**

!!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com

Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laringea | Descartável | Sonda Laringea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 40 x 15 x 3 cm
- Peso: 0.069 kg
- Tamanho:: 6,0