



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável - SILICONE nº 1,0 C/10



Preço: R\$ 612,90

SKU (ref.): MLDS-01-1

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [SILICONE](#)

Página do produto:

[https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-d
escartavel-silicone-no-10-c10](https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-d descartavel-silicone-no-10-c10)

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável SILICONE nº 1,0 REF.:
MLDS-01-1


Indicação: **RN a lactentes até 5 kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens
individuais** prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto



CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas NovaMASC/Medtech** Descartáveis nº 1,0 em SILICONE, embaladas individualmente, esterilizadas e prontas para *uso imediato*; + **PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável em SILICONE nº 1,0
Produzidas inteiramente em SILICONE transparente de uso médico;
Acompanha **manual em português**;
Código de barras padronizado (EAN);
ISENTA DE LÁTEX # 

ISENTA DE FTALATOS (DEHP free)

MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

♦ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

Fácil identificação:] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre

tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de **peso** do paciente indicada para seu uso;



♦ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

♦ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

♦ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Melhor acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

♦ **Balão piloto** em **cores distintas** conforme o tamanho da ML, para facilitar ainda mais sua identificação;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**

!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) nº 10299949002

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea em Silicone| Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 39.0 x 33.0 x 9.5 cm
- Peso: 0.550 kg
- Tamanho:: nº 1,0
- Apresentação:: Caixa fechada contendo 10 unidades estéreis embaladas individualmente