



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável - SILICONE nº 2,5 C/10



Preço: R\$ 544,40

**SKU (ref.):** MLDS-25-1

**Categoria do produto:** [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [SILICONE](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-silicone-no-25-c10>

Sumário do produto

**MÁSCARA LARÍNGEA** NovaMASC/Medtech descartável SILICONE nº 2,5 REF.:  
**MLDS-25-1**

Indicação: **Crianças entre 20 a 30 kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

## Descrição do Produto



# CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas NovaMASC/Medtech** Descartáveis nº 2,5 em SILICONE, embaladas individualmente, esterilizadas e prontas para *uso imediato*; + **PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável em SILICONE nº 2,5  
Produzidas inteiramente em SILICONE transparente de uso médico;

Acompanha **manual em português**;

**Código de barras** padronizado (EAN);

# ISENTA DE LÁTEX # 

# ISENTA DE [FTALATOS](#) (DEHP free) #

# **MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS** # **ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS** - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;  
Fácil identificação:] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente indicada para seu uso;



◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;  
◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;  
◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

# Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

# Melhor acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

◆ **Balão piloto em cores distintas** conforme o tamanho da ML, para facilitar ainda mais sua identificação;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**

!!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com

Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA) nº 10299949002

**Palavras chave:** Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico |  
Máscara Laríngea em Silicone| Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 39.0 x 33.0 x 9.5 cm
- Peso: 0.700 kg
- Tamanho:: nº 2,5
- Apresentação:: Caixa fechada contendo 10 unidades estéreis embaladas individualmente