




Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável - SILICONE nº 3,0



Preço: R\$ 62,30

SKU (ref.): MLDS-03

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [SILICONE](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-silicone-no-30>

Sumário do produto


MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável SILICONE nº 3,0 REF.:
MLDS-03

Indicação: **Crianças / adolescentes / adultos de pequeno porte entre 30kg a 50 kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à caixas fechadas deste mesmo produto ([MLDS-03-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável em SILICONE nº 3,0

Esterilizada em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

Produzida inteiramente em SILICONE transparente de uso médico;

Acompanha **manual em português**;

Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX # ]

ISENTA DE FTALATOS (DEHP free)

MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # **ESTERILIZAÇÃO**

VÁLIDA POR 5 ANOS - O maior período útil entre todas da categoria !!!

♦ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

Fácil identificação:] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre

tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de **peso** do paciente indicada para seu uso;



♦ **Tubo resistente** a acotovelamentos;

♦ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;

♦ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso

de trabéculas:

Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Melhor acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

♦ **Balão piloto em cores distintas** conforme o tamanho da ML, para facilitar ainda mais sua identificação;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional e consagrada há 2 décadas no Brasil !!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) nº 10299949002

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea em Silicone| Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 39.0 x 15.00 x 3.00 cm
- Peso: 0.052 kg
- Tamanho:: nº 3,0
- Apresentação:: Embalagem individual estéril