




Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável - SILICONE nº 5,0 **C/10**



Preço: R\$ 544,40

SKU (ref.): MLDS-05-1

Categoria do produto: [Descartável](#), [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [SILICONE](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-descartavel-silicone-no-50-c10>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech descartável SILICONE nº 5,0 REF.:
MLDS-05-1

Indicação: **Adultos de maior porte entre 70 a 100 kg**

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto



CAIXA FECHADA com 10 unidades de **Máscaras Laríngeas**

NovaMASC/Medtech Descartáveis nº 5,0 em SILICONE, embaladas

individualmente, esterilizadas e prontas para *uso imediato*; + **PRATICIDADE e**

ECONOMIA !!!



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Descartável em SILICONE nº 5,0

Produzidas inteiramente em SILICONE transparente de uso médico;

Acompanha **manual em português**;

Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX # 

ISENTA DE [FTALATOS](#) (DEHP free)

MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS # **ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS** - O maior período útil entre todas da categoria !!!

◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

[Fácil identificação:](#)] informações em destaque no tubo e balão piloto sobre

tamanho (nº), volume, pressão de enchimento e a faixa de **peso** do paciente indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
 - # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
 - # Melhor acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ **Balão piloto** em **cores distintas** conforme o tamanho da ML, para facilitar ainda mais sua identificação;



Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**
!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) nº 10299949002

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico |
Máscara Laríngea em Silicone| Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 39.0 x 33.0 x 9.5 cm
- Peso: 0.960 kg
- Tamanho:: nº 5,0
- Apresentação:: Caixa fechada contendo 10 unidades estéreis embaladas individualmente