

Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 1,0



Preço: R\$ 134,40

SKU (ref.:): ML-1,0

Categoria do produto: Máscara Laríngea NovaMASC, Reutilizável

Página do produto:

https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-10

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 1,0

Indicação: RN a lactentes até 5kg



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 1,0 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em silicone de uso médico resistente a autoclave;
- ◆ Econômica: reutilizável, esterilização por autoclave;
- ◆ Marca linear ao longo do tubo como referência de posicionamento;
 Fácil identificação:] informações em destaque sobre tamanho (nº), volume,
 pressão de enchimento e a faixa de peso do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ Tubo resistente a acotovelamentos;
- ♦ Manguito macio de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
- # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embalagem individual, manual de uso em português;
- ◆ Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de duas décadas !!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa **Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 21 x 5 x 2 cm

- Peso: 0.033 kg- Tamanho:: 1,0