




Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 1,5



Preço: R\$ 134,40

SKU (ref.): ML-1,5

Categoria do produto: [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-15>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 1,5

Indicação: **lactentes entre 5 a 10kg**

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 1,5 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
- ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
- ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;

Fácil identificação:] informações em destaque sobre **tamanho (nº)**, **volume**, **pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
 - ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
 - ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas;
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

◆ Embalagem individual, **manual de uso em português**;

◆ Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**
!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com
Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara
Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 23 x 15 x 2 cm
- Peso: 0.033 kg
- Tamanho:: 1,5