




## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 2,5



Preço: R\$ 134,40

**SKU (ref.):** ML-2,5

**Categoria do produto:** [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-25>

### Sumário do produto

**MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 2,5**

**Indicação:** lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg

### Descrição do Produto



## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 2,5 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
  - ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
  - ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- Fácil identificação:] informações em destaque sobre **tamanho (nº)**, **volume**, **pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
  - ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
  - ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
  - # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embalagem individual, **manual de uso em português**;
  - ◆ Código de barras padronizado (EAN);
- # ISENTA DE LÁTEX #

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**

!!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 24 x 15 x 3 cm
- Peso: 0.055 kg
- Tamanho:: 2,5