

### Os produtos **NovaMasc** utilizam somente polímeros isentos de ftalatos (**DEHP free**).

**DEHP, ou Di(2-etilhexil) ftalato** é um produto químico orgânico comumente usado durante a fabricação para adicionar flexibilidade e longevidade aos plásticos de PVC. No entanto, o DEHP foi recentemente associado a uma variedade de doenças graves, incluindo câncer e problemas reprodutivos. Mais preocupante é o fato de que produtos de PVC contendo DEHP são frequentemente usados em dispositivos médicos, incluindo os de manuseio da via aérea como tubos endotraqueais e certos tipos de Máscaras Laríngeas, bolsas IV e tubos de bolsas IV, de modo que a exposição ao DEHP poderia aumentar o risco de pacientes apresentarem efeitos adversos, principalmente em indivíduos gravemente doentes ou imunocomprometidos.