

**Bougie Medtech modelo Adulto 15 F**

Diâmetro externo: 5,0 mm  
Comprimento: 700 mm  
Para tubos traqueais: 5,5 a 10,0 mm  
Composição: Polietileno de baixa densidade  
Superfície ultrapolidada  
Isento de látex  
Apresentação: estéril em envelope individual,  
com uma face transparente e pronto para uso imediato

**Características**


- Cor contrastante (amarelo brilhante)  
destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras
- Superfície anti-aderente  
facilita o deslizar do tubo traqueal
- Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida  
para referência de posicionamento em ambas as extremidades  
permite seu uso nos dois sentidos
- Marcações situadas na face anterior  
favorece a leitura durante o procedimento
- Extremidades atraumáticas

*Fabricante recomenda USO ÚNICO*

Guia "Bougie" MedTech  
embalagem individual



**Guia Tipo Bougie MedTech**  
**Exemplo de uso com o tubo endotraqueal**



# Para maiores detalhes visite o endereço: <http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.htm>