

## MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC “MedTech” descartável

Marca: Medtech  
Reg. M.S.: 10299940009



Tamanhos nº 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

Apresentação ESTÉRIL, fabricada em PVC siliconado atóxico  
ISENTO DE LÁTEX

Tubo condutor:

consistência firme, amplo diâmetro,  
flexionável sem acotovelar em até 180°  
transparente, graduado

formato anatômico curvo adequado à rápida inserção

Conector proximal de 15mm padrão ISO

Linha longitudinal ao longo do tubo: referência de posicionamento



Tamanho, faixa de peso do paciente, dados sobre a esterilização  
volume e pressão máxima do manguito, claramente assinalados  
de forma indelével em português no corpo do tubo condutor  
e também no balonete piloto (cuff), para maior segurança  
e facilidade de manuseio

Manguito pneumático elíptico de alto volume e baixa pressão,  
macio e com bordas arredondadas

Coxim ogival para proteção da via aérea contra obstrução acidental  
pela epiglote

Luz inteiramente livre de travas ou obstáculos que dificultem  
a intubação e/ou fibroscopia

Linha de insuflação separada do tubo com válvula unidirecional  
acoplada ao balonete piloto

Perfil que facilita a passagem de sonda gástrica por via posterior

Embalagem individual estéril com abertura em pétala,

incluindo molde interno que assegura a proteção do manguito  
e a integridade do produto até o momento de seu uso

Acompanha folheto com instruções em língua portuguesa

Dados de identificação conforme a legislação atual vigente

Esterilização por óxido de etileno com validade de 5 anos

Para maiores informações visite [www.medtech.com.br](http://www.medtech.com.br)

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11

11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: [medtech@medtech.com.br](mailto:medtech@medtech.com.br) INTERNET: <http://www.medtech.com.br>