

Máscara Laríngea NovaMASC reutilizável

Reg. M.S.: 10299949004

Tamanhos n° 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Confeccionada inteiramente em **silicone especial de padrão médico**

Reutilizável até 40 vezes - **ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE**


Manguito de alto volume e baixa pressão e sem obstáculos:

(facilita intubação e fibroscopia)

Tubo condutor graduado flexível:

(permitindo dobras de até 180° sem que haja acotovelamento)

Terminação com conector macho 15mm padrão



Tamanho, faixa de peso do paciente, dados sobre esterilização, volume e pressão máxima do manguito claramente marcados em português e de forma indelével no tubo para maior segurança e facilidade do manuseio. Apresentação em embalagem individual, que garante a integridade do produto.

n.º 1 - RN a lactentes até 5kg

n.º 1,5 - lactentes de 5 a 10 kg

n.º 2 - lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg

n.º 2,5 - crianças de 20 a 30kg

n.º 3 - crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg

n.º 4 - adultos de 50 a 70 Kg

n.º 5 - adultos de 70 a 100 Kg

MEDTECH - TECNOLOGIA MÉDICA

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 - Conj. 11 - SANTOS, SP - CEP 11075-000

Tel.: (13) 3234-1130 / whatsapp(13) 99713-4814

<http://www.medtech.com.br>

e-mail: medtech@medtech.com.br