

Bougie Medtech modelo Adulto 15 F

Diâmetro externo: 5,0 mm

Comprimento: 700 mm

Para tubos traqueais: 5,5 a 10,0 mm

Composição: Polietileno de baixa densidade

Superfície ultrapolidada

Isento de látex

Apresentação: estéril em envelope individual,
com uma face transparente e pronto para uso imediato

Características

Cor contrastante (amarelo brilhante)

destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras

Superfície anti-aderente

facilita o deslizar do tubo traqueal

Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida

para referência de posicionamento em ambas as extremidades
permite seu uso nos dois sentidos


Marcações situadas na face anterior

favorece a leitura durante o procedimento

Extremidades atraumáticas

Fabricante recomenda USO ÚNICO

Guia "Bougie" MedTech
embalagem individual



Para maiores detalhes visite o endereço: <http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.htm>